



# Протокол продукта

## Кенотест™



### ШАГ 1

Ополоснуть планшет водой перед использованием.



### ШАГ 2

Сдоить молоко в соответствующий каждому соску отсек (ячейку) планшета.



### ШАГ 3

Вылить излишки молока вращая (поворачивая) планшет, до тех пор, пока молоко не достигнет отметок на планшете.



### ШАГ 4

Добавить в каждый отсек по 2 мл Кенотест, и помешивать раствор в течение 10 секунд.



### ШАГ 5

Сравнить цвет и густоту раствора с таблицей.



# Протокол продукта

## Кенотест™



### ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ

СМТ	Результаты	ССТ (клеток/мл)	
-	жидкая смесь не гелеобразная	0 - 200	
<b>вероятность инфекции</b>			
Остатки	видимый прозрачный легкий гель исчезает через 10 секунд	150 - 500	
1	видимый прозрачный легкий гель, постоянный	400 - 1000	
<b>долговременная инфекция</b>			
2	видимый гель, прилипает к чашке – густой	800 - 5000	
3	плотный гель, как яичный белок	> 5000	

### МАТЕРИАЛЫ

- тест планшет
- Кенотест™

