

Вироцид® протокол продукта



ШАГ 1

Хорошая дезинфекция начинается с хорошо очищенного и сухого помещения.



ШАГ 2

Распыление или запенивание 0,3 л воды/м² с раствором Вироцид® 0,25%-0,5%.



ШАГ 3

Затуманивание с Вироцид® (1-2л Вироцид® + 4л воды 1000 м³). Выйдите и закройте помещение на 24 часа. Полностью закройте помещение для животных. Убедитесь, что никто не остался внутри.



Вироцид® протокол продукта



МАТЕРИАЛЫ

- Распылитель
- Генераторы тумана
- Вироцид®



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

